

Simple Simon[®] UA Plus

Modulært instrument for urinstrimmel avlesning

Simple Simon UA Plus for pasientnær analysering av urin ved legekantor, sykehjem og klinikker.



- Ett brukervennlig system med et stort og tydelig display
- Kostnadseffektiv: Kun en type strimmel boks. Innstiller selv 8 eller 5 parameter skal vises i displayet
- Lite og nett instrument med tilhørende Plus skjerm
- Oppkoblingbart til journalsystem
- Effektiv og enkel rengjøring
- Innebygd printer
- Visuell verifikasjon i displayet av farge forandringer og analyse resultat
- Historikk med + 40 000 analyser

Simple Simon[®] UA Plus

Modulært instrument for urinstrimmel avlesning

- ZAFENA introduserer konseptet fremtidssikker IT-støtte. Plus-Skjermens fleksibilitet medfører trygge anpassning til å møte framtidens behov og krav til IT støtte.
- Modulært POC-instrument. Mulighet til 3 ulike instrumenter til samme skjerm.
- Zafenas Plus-Skjerm danner ett moderne, pasientnært (POC) instrument sammen med en eller flere analytisk IVD-systemer som er analytisk fullgod, men ikke IT-messig. Det modulære POC-instrumentet som dannes oppfyller dermed alle krav på databehandling, dokumentasjon og datakommunikasjon, og kan oppgraderes till å oppfylle framtidens krav på IT-støtte.
- Patentert oppsetning bestående av:
 - > IT-modul (Plus-Skjerm)
 - > Analysemodul
 - > Barkodeleser tilkoblet til Plus Skjermen
 - > Barkode etikett festet på analysemodulen



Teknisk data	Simple Simon [®] UA
Simple Simon [®] UA Plus-avleser samt skjerm og barkode-leser	ZAF-702
Cybow 8A/100 (Glukose, Ketoner, Blod,pH,Protein,Nitritt, Leu., Askorbinsyre)	130A
Cybow 2AC (Microalbumin, Kreatinin) Alb/Krea ratio	130-6
Enhet	Arbitære eller SI enheter
Kalibrering	Ingen kalibrering
Metode	Reflektimetrisk metode
Analyse tid	1 min
Prøve	Urin
Størrelse instrument/skjerm	21,5x10x23,5 cm
Vekt instrument/skjerm	1600 g
Minne	+40.000 analysesvar
Printer	Ja
Strøm	Ja
LIS/HIS oppkobling	Ja

Din lokale forhandler: